



产品说明书

产品名称：新型冠状病毒 S 蛋白单抗

英文名称：anti-Cov-19 spike mAb

货号：BHmAb001

产品规格：0.5 ml/0.2 ml/0.1 ml/

抗体浓度：1mg/ml

纯度：SDS-PAGE 检测纯度>90%

应用范围：Western blot, Dot-blot, ELISA

储存体系：0.1M 甘氨酸, pH7.2~7.4, 30%甘油

来源：大鼠杂交瘤细胞

纯化方法：proteinA 亲和层析

储存温度：-20 °C


有效期：18 个月

应用范围：Western blot, Dot-blot, ELISA


使用范围：仅限科研使用，不能应用于临床

其它说明：仅用于体外研究，请根据实验室标准操作流程使用。本产品不具传染性。

应用场景：



Western blot 检测



Dot-blot 检测

武汉滨会生物科技股份有限公司

地址：湖北省鄂州市葛店开发区光谷联合科技城 D3-4, 436004

Tel: 027-87326962, E-mail: BD@binhui-bio.com, Website: www.binhui-bio.com.cn

抗原、单抗、多抗、二抗、胶体金、科研试剂、技术服务与转让